

自宅で出来る本格指圧マッサージ

体全身


温熱ヒーターが体を温め、
マッサージ効果を高めます。

湯船につかって体が温まると血液の循環が良くなります。キクナールαには、肩から腰にかけてヒーターが搭載されています。お風呂上がりと同様に体をじんわり温め、血行を良くします。そして温められた体は指圧マッサージ効果を高め、さらに胃腸の働きを活発にします。

下半身

親指感覚の4輪フットローラーが
疲れをやわらげます。


指圧を施すときの親指のような
感触で動く4輪フットローラー。
指圧ローラーとマッサージロー
ラーの構成で、揉むように下半
身全体に効果的にマッサージを
行います。また、ローラーの素材
に天然ゴムを使用していますので、ゴツゴツとした
違和感がなく心地よいマッサージが実感できます。



上半身

多面32輪ヘッドローラーが
体を包み込むよう広範囲にマッサージ

体に沿って全身を包み込むように、指圧マッ
サージを行う独自の32輪ヘッドローラーは、指圧面積
がとて広い面状タイプの多面ローラーなので、
背中に集中している1つ1つの指圧ポイントを捉え
ます。しかも、個々の指圧ロ
ーラーの動きは、上半身の
微妙な凹凸に対応します。



リモコン操作で、
寝たまま好みのコースが選べます。



- 指圧コース
「全身・上半身・下半身」の3種類の指圧コースが選択できます。
- 全身指圧
全身指圧とお好みの位置で部分指圧3ヶ所まで指定できます。
- 部分指圧
お好みの位置で部分指圧やポイント指圧を選択できます。
- 温熱
ヒーターの入/切をします。ヒーターのみの使用で温熱
治療(ランプが点滅)、マッサージ中は保温状態(ランプが
点灯)になります。
- 終了
中止して自動的に足元までローラーが戻り終了します。
- 安全停止
マッサージ中にボタンを押すと、その場で動作が停止します。
安全停止機能は「終了ボタン」が押されるまで解除されません。

仕様


販売名/商品コード	ローラーマッサージャーFB0311	電気マッサージ器定格消費電力	78W/81W(電動機37W/40W、電熱装置41W)
本体サイズ	幅68×長さ210×高さ9cm(モーター部12cm)	温熱治療器定格消費電力	41W
本体二つ折り時サイズ	幅68×長さ110×高さ18cm	内蔵タイマー	電子式15分
質量	約15kg	医療機器認証番号	21500BZZ00728A02
電源	AC100V 50/60Hz		

セット内容

- 本体
- ウエイト2個
- 専用パッド
- 専用カバー



オプション



パイプ台 (RD-02) (03302000)
29,925円(税込)
サイズ: 使用時68×211×33cm
収納時: 68×106×11cm
質量: 約13kg
材質: スチール
(表面処理: メラミン焼付塗装 メッシュ加工)
通気性の良いパイプ台は折りたたみができます。使用時に安全なロックステー付。

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ●取扱説明書はいつでも、確認できるように大切に保管してください。
- このカタログに掲載されている商品は、温熱・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器ですので、用途以外での使用はおやめください。
- 次の人は、使用しないでください。
 - 医師からマッサージを禁じられている人
 - 子供には付添いなしでは使用させないでください。また、本体の上で遊ばせたり、乗らせたりしないでください。
 - 次の人は、使用前に必ず医師と相談のうえ使用してください。
 - 医療機関で治療中の人や特に身体に異常を感じている人
 - ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
 - 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
 - 温度感覚喪失が認められている人
 - 心臓に障害のある人
 - 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
 - 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人
 - 治療部に創傷のある人
 - 安静を必要とする人
 - 体温38℃以上(有熱期)の人
 - 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とつ]痛(疼痛)疾患の人
 - 捻挫、肉離れなど炎症の人
 - 背骨(脊椎)に異常のある人又は背骨や曲がっている人
- ※使用前に本体の表地が破れていないか確認してください。破れがある場合には直ちに使用を中止し、事故防止のためすぐに電源プラグを抜き修理をご依頼ください。
- ※使用中に身体に異常があらわれたり、異常を感じたりしたときは直ちに中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。

販売元

株式会社ヤマト

製造販売元

フランスベッド株式会社

※本仕様は改善のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※商品の写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合がございます。
※表示価格は標準小売価格です。価格には、運賃・組立料は含まれておりません。

ご用命は

FranceBed

キクナールα

毎日くつろぎの15分で
全身みるみるリフレッシュ



温熱ヒーターで体を温めながら
垂直上下運動のローラーが
全身をしっかりと揉みほぐす、
健康・美容の新習慣。

キクナールαの5大作用

- 1 温熱作用** 背部の温熱ヒーターが、血行促進、筋肉疲労、神経痛などに効果的です。
- 2 指圧作用** 指圧ポイントを捉えて、コリをやさしくほぐし、全身の疲労を和らげます。
- 3 背筋を伸ばす作用** 体重を利用し、無理なく背筋を伸ばします。
- 4 背筋を正す作用** 背中の筋肉のコリや痛みなどを揉みほぐし、背筋を正します。
- 5 全身マッサージ作用** 全身の筋肉を揉みほぐし、血行を良くして疲労回復を促します。

キクナールα 温熱全身マッサージ機

本体価格 330,000円(税込346,500円)

[医療機器認証番号:21500BZZ00728A02] (特許取得済み 特許2995146他)

※キクナールαは、ローラーマッサージャーFB0311の愛称です。
※キクナールαは、日本国内で生産しています。(フランスベッド(株)東京工場)

6つの 効能・効果

- 1 疲労回復
- 2 血行を良くする
- 3 筋肉の疲れをとる
- 4 筋肉のコリをほぐす
- 5 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
- 6 胃腸の働きを活発にする

持ち運び、収納に便利な コンパクト設計!

簡単に二つ折りにして持ち運びが
でき、使う場所を選びません。二つ折
にすると厚さは約18cmになり、ご
使用後は押入れや家具との隙間など
に場所をとらずに収納できます。



持ち運び時



二つ折り時